

## Nenälovimuki Flexi Cut

Nenälovimuki on juomisen apuväline, jota käytetään silloin, kun pään taivuttaminen taakse ei juodessa ole suotavaa tai mahdollista.

Mukia käytetään siten, että korkeampi reuna tuodaan suuta vasten, vastakkaisella puolella oleva lovi takaa ettei juojan nenä ota kiinni mukin reunaan sitä kallistettaessa. Näin on mahdollista kallistaa mukia ilman pään kallistamista taakse. Nenälovimukia käytettäessä pään asento säilyy hallittuna ja turvallisena koko nielemistapahtuman ajan.

Muki on valmistettu pehmeästä materiaalista, joten kevyesti puristamalla on helppo muokata kupin reunan muotoa itselle/avustettavalle sopivaksi. Tämä mahdollistaa nesteen paremman hallinnan juodessa ja tekee nielemisestä entistä turvallisempaa ja hallittavampaa.

Mukia on saatavana kolmena erilaisena versiona:

Pienin muki (0,5dl) on valmitettu helposti muokattavasta materiaalista ja on pehmein (vaal. pun.)

Keskikokoinen (1dl) muki on hieman kovempaa materiaalia, mutta helposti muokattavissa (sin.)

Suuri muki (2dl) on muokattavissa, mutta materiaali on jäykempää, suunniteltu erityisesti itsenäiseen juomiseen (vihr.) Muki kestää pesun tiskikoneen yläkorissa alle 70 asteen pesulämpötilassa

Nenälovimukin yksikköhinta on 18,00€/kpl.

Lisätietoja:

[www.puheklinikka.net](http://www.puheklinikka.net)

